



МАССАЖЕР ZET-778

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V / 1,2 A
Мощность	14,4W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная накидка оснащена массажными роликами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок расслабляют мышцы и устраняют их спазмы. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Матрас изготовлен из мягкой и приятной на ощупь такни.
2. Тепловая функция во время массажа.
3. 4 массажные зоны.
4. 9 массажных головок.
5. Расслабляющий вибрационный массаж для всего тела.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. «ON/OFF» включает и выключает массажёр.
«HEAT», одновременно с включением активизирует функцию нагрева.
Управлять нагревом можно нажимая кнопку влево и вправо.
3. Кнопка «SHOULDER» массаж головы и шеи
4. Кнопка «LUMBAR» массаж поясничного отдела
5. Кнопка «THIGHS» массаж бёдер.
6. Кнопка «CALVES» массаж икроножных частей ног.

Интенсивность массажа можно изменить нажимая кнопку выбранной зоны вправо и влево (слабый и сильный режимы)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany